

PMT-SUP-01



PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

Sábana resortada con tiras

Sábana ajustable de tela no tejida que cubre camillas y colchones de uso médico. El resorte perimetral y las tiras de amarre la mantienen fija durante la atención.



Barrera higiénica



Ajuste perimetral



Uso único

Especificaciones técnicas

Material

Tela no tejida 100 % polipropileno (spunbond)

Color

Azul · Blanco

Ajuste

Resorte perimetral y 4 tiras de amarre

Gramaje

25 – 40 g/m²

Medidas

Camilla 80 × 190 cm + faldón 20 cm · Cama 100 × 200 cm

Tolerancia

± 3 cm

Usos recomendados

- ✓ Camillas de consultorio y urgencias
- ✓ Colchones hospitalarios
- ✓ Centros de estética y fisioterapia

Presentación y empaque

Bolsa × 10 unidades · Caja × 100 unidades

Vida útil: 5 años desde la fabricación

Almacenamiento y disposición

Lugar seco, fresco y ventilado, a menos de 30 °C y HR < 70 %, lejos de la luz solar, polvo y químicos. Conservar en su empaque original. Residuo de atención en salud según PGIRASA (Decreto 351 de 2014). Si tuvo contacto con fluidos, disponer como residuo biosanitario.

Información regulatoria

Versión no estéril: por lo general no requiere registro sanitario. Confirmar con un concepto de clasificación del INVIMA.



Uso único



No estéril



Libre de látex



Mantener seco



Proteger de la luz solar



Almacenar ≤ 30 °C



Conservar en empaque original

Elaboró

Área técnica Pro&Tex

Revisó

Calidad

Aprobó

Gerencia · Carlos Castañeda

Fecha de emisión

Octubre 2026

Valores técnicos de referencia, contruidos a partir del estándar de mercado. Pueden ajustarse según el pedido del cliente. La ficha vigente es la que entrega el área comercial de Pro&Tex.